

Clavo de Reconstrucción Nail Reconstruction

Descripción

Implante canulado diseñado para utilizarse en fracturas transtrocantéricas, subtrocantéricas, diafisarias o compuestas. Se colocan tornillos de esponjosa proximales dirigidos a la cabeza femoral, así como de bloqueo distales.

Material: Titanio 6Al4V y Acero 316LS

Complementos

Perno Gama de 65 a 105 mm (en intervalos de 5)

Perno de Bloqueo de 30 a 80 mm (en intervalos de 5)

Brocas: 4 y 6.5 mm

Machuelo: 6.5 mm



CLAVO DE RECONSTRUCCION / NAIL RECONSTRUCTION						
DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH MM					
9 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm
10 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm
11 mm		340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm
12 mm		340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm

PERNO PARA BLOQUEAR / LOCKING SCREW									
DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH MM								
6.5 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm	105 mm