



Clavo Canulado para Fémur Cannulated Nail Femoral



Descripción

Implante con dos orificios para bloqueo fijo distal y dos para bloqueo proximal, uno de ellos fijo y el otro dinámico. Ha sido diseñado para utilizarse en fracturas diafisarias de trazos simples, complejos o conminutos.

Material: Titanio 6Al4V y Acero 316LS

Complementos

Perno para bloqueo 4mm de diámetro y diferentes longitudes en titanio o acero autorroscantes
Broca 3.5 mm

CLAVO CANULADO PARA FEMUR / CANNULATED NAIL FEMORAL							
DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH						
9 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	
10 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	
11 mm		340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	
12 mm		340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	

PERNO PARA BLOQUEAR / LOCKING SCREW											
DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH										
4 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm