

Clavo Titan Titan Nail

Descripción

Tiene la particularidad de ser un implante en el que se colocan tornillos deslizantes proximales dirigidos a la cabeza femoral con bloqueo distal, proporcionando una excelente fijación y estabilidad en trazos de fracturas tanto intercantéricas, subtrocantéricas y diafisarios proximales o sus combinaciones

Material: Titanio 6Al4V y Acero 316LS

Complementos

Perno Gama de 65 a 105 mm (en intervalos de 5)

Perno de Ploqueo de 30 a 80 mm (en intervalos de 5)

Brocas: 4 y 6.5 mm

Machuelo: 6.5 mm



CLAVO TITAN / TITAN NAIL

| LONGITUD / LENGTH | DIAMETRO / DIAMETER | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| 220 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm |

PERNO PARA BLOQUEAR / LOCKING SCREW

| DIAMETRO / DIAMETER | LONGITUD / LENGTH MM | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| 6.5 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 105 mm | |