



## Clavo para Tibia Talus Nail



### Descripción

Clavo sólido con dos orificios para bloqueo fijo distal y dos para bloqueo proximal, uno de ellos fijo y otro dinámico.

**Material:** Titanio 6Al4V y Acero 316LS

### Complementos

Perno para bloqueo 4mm de diámetro y diferentes longitudes en titanio o acero autorroscantes

Broca 3.5 mm

### CLAVO PARA TIBIA / TALUS NAIL

DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH						
8 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	
9 mm		260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	
10 mm			280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	

### PERNO PARA BLOQUEAR / LOCKING SCREW

DIAMETRO / DIAMETER	LONGITUD / LENGTH										
4 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm